

PT

INDICAÇÕES:


Os mordedores **Ortho Chewie** são utilizados para potencializar a movimentação dos dentes nos tratamentos com alinhadores ortodônticos, através da adaptação correta das placas na arcada dentária.

INSTRUÇÕES DE USO:

Após colocar uma ou duas placas de alinhadores na arcada dental, posicionar o dispositivo **Ortho Chewie** de maneira que consiga morder em sua extensão maior (sentido longitudinal).

Mastigá-lo de duas a três vezes em cada área da boca, lateral direita, frente e lateral esquerda até sentir a adaptação total do alinhador nos dentes.

O assentamento correto das placas, é fundamental para garantir a movimentação dentária no tempo certo e o sucesso do tratamento com alinhadores ortodônticos.



Material: Poliuretano
Medidas: 10,5mm x 35,0mm
Limpeza: Água corrente e sabão neutro

Consulte o seu ortodontista para mais informações e frequência de uso.

EN

INDICATIONS:


Ortho Chewie teethers are used to enhance tooth movement in treatments with orthodontic aligners, through the correct adaptation of the plates in the dental arch.

INSTRUCTIONS FOR USE:

After placing one or two sheets of aligners in the dental arch, position the **Ortho Chewie** device in such a way that it can bite in its greatest extension (longitudinal direction).

Chew it two to three times in each area of the mouth, right side, front and left side until you feel the full adaptation of the aligner on your teeth.

The correct placement of the plates is fundamental to guarantee the tooth movement at the right time and the success of the treatment with orthodontic aligners.



Material: Polyurethane
Dimensions: 10.5mm x 35.0mm
Cleaning: Running water and neutral soap

Consult your orthodontist for more information and frequency of use.

ES

INDICACIONES:


Los mordedores **Ortho Chewie** se utilizan para potenciar el movimiento dentario en tratamientos con alineadores de ortodoncia, mediante la correcta adaptación de las placas en la arcada dentaria.

INSTRUCCIONES DE USO:

Después de colocar una o dos placas de alineadores en la arcada dentaria, coloque el dispositivo **Ortho Chewie** de modo que pueda morder en su mayor extensión (dirección longitudinal).

Másticalo de dos a tres veces en cada área de la boca, lado derecho, frente y lado izquierdo hasta sentir la adaptación completa del alineador en tus dientes.

La correcta colocación de las placas es fundamental para garantizar el movimiento dentario en el momento adecuado y el éxito del tratamiento con alineadores de ortodoncia.



Material: Poliuretano
Dimensiones: 10,5 mm x 35,0 mm
Limpeza: Agua corriente y jabón neutro

Consulte a su ortodoncista para más información y frecuencia de uso.